

美国ANKOM Daisy II型 体外模拟培养箱

检测适用范围：多为反刍动物消化率，滤袋结构25或50 μ m孔隙
采样量/袋 0.25~1.0g，测定范围 0%~100%，样品批量处理最大
10个，结果标准差 \leq 0.1%，重复性精度 \leq 0.2%



- ✓ 精准的测量
- ✓ 同时分析100个样品
- ✓ 减少人为误差
- ✓ 占地空间小

它最多能同时容纳100个样品，人工瘤胃或者酶接种只需分为4个小室即可，而不是传统的分为100个常规容量瓶。