

Corning® Lambda™ Plus 单通道、8通道和12通道移液器



Lambda Plus单通道移液器

Lambda Plus 移液器具有最高水平的精确度、可重复性和舒适性。有单通道、8通道和12通道三种，均可保持平稳的活塞运动且极为省力。可通过转动拇指转轮或活塞按钮来设定量程，具有体积锁定装置，防止操作过程中体积意外改变。

可以经受高温高压灭菌，移液准确性不受影响。每支移液器均提供校准配件，方便校准。

- ▶ 严格按照ISO 8655 标准校准
- ▶ 可高压蒸汽灭菌、防紫外线
- ▶ 适配所有常见品牌吸头
- ▶ 可调节的退吸头装置
- ▶ 保修期三年



LambdaPlus 8通道移液器

Lambda Plus 单通道移液器订购信息

货号	容量范围 (μL)	准确度	精度	吸头 (μL)	个/盒
4070	0.1-2.0	± 12 到 ±1.5%	<6.0到<0.7%	10	1
4071	0.5-10	± 4.0 到 ±0.5%	<4.0到<0.4%	10	1
4072	2-20	± 4.0 到 ±0.8%	<3.0到<0.4%	200	1
4073	10-100	± 1.6 到 ±0.8%	<0.8到<0.3%	200	1
4074	20-200	± 1.2 到 ±0.6%	<0.6到<0.3%	200	1
4075	100-1,000	± 1.0 到 ±0.6%	<0.45到<0.25%	1,000	1

Axygen® Axypet® 大量程单通道移液器订购信息

货号	量程	通道数	准确度	精确度	适用吸头 (μL)	个/箱
AP-5000	1 - 5 mL	1	±0.5%	±0.15%	5,000	1
AP-10ML	1 - 10 mL	1	±0.5%	±0.2%	10,000	1



LambdaPlus 12通道移液器

Lambda Plus 8通道和12通道移液器订购信息

货号	容量范围 (μL)	通道	准确度	精度	吸头 (μL)	个/盒
4080	1-10	8	± 8.0 到 ±2.0%	<6.0到<1.2%	10	1
4081	5-50	8	± 4.0 到 ±1.6%	<2.5到<0.6%	200	1
4082	20-200	8	± 3.0 到 ±1.0%	<1.5到<0.6%	200	1
4083	50-300	8	± 1.6 到 ±1.0%	<1.5到<0.6%	200/300	1
4084	1-10	12	± 8.0 到 ±2.0%	<6.0到<1.2%	10	1
4085	5-50	12	± 4.0 到 ±1.6%	<2.5到<0.6%	200	1
4086	20-200	12	± 3.0 到 ±1.0%	<1.5到<0.6%	200	1
4087	50-300	12	± 1.6 到 ±1.0%	<1.5到<0.6%	200/300	1

配件

货号	描述	数量/箱
4078	用于装载六个单通道移液器的通用旋转支架	1
4079	用于装载六个移液器（六个单通道、最多四个8通道或12通道移液器）的通用单排支架	1
4088	8或12通道移液器支架。可装载一个Lambda Plus 8 通道或12通道移液器	1

Corning® Lambda Plus Starter 套装

货号	量程范围 (μL)	数量/箱
4069	Lambda Plus Starter 套装 包括：4支单通道移液器：0.5至10 μL（货号4071）、2至20 μL（货号4072）、20至200 μL（货号4074）、100至1000 μL（货号4075）； 可放置6支单通道移液器的通用可旋转移液器支架（货号4078）	1



移液器配件

货号	描述	数量/箱
4078	可放置6支单通道移液器的通用可旋转移液器支架	1
4079	单通道和多通道移液器的通用单排支架	1
4088	单支8通道和12通道移液器支架	1
6066	可放置4支单通道移液器的通用单排支架， 橙色（4支单通道，最多2支8通道或12通道移液器）	1
6067	可放置4支单通道移液器的通用单排支架， 透明（4支单通道，最多2支8通道或12通道移液器）	1
6068	可放置6支单通道移液器的通用单排支架， 透明（6支单通道，最多3支8通道或12通道移液器）	1