

# AXYGEN 移液器产品列表

货号	描述
AP-2	AxyPet® 单道移液器, 0.2-2.0 uL
AP-10	AxyPet® 单道移液器, 0.5-10.0 uL
AP-20	AxyPet® 单道移液器, 2-20 uL
AP-50	AxyPet® 单道移液器, 5-50 uL
AP-100	AxyPet® 单道移液器, 10-100 uL
AP-200	AxyPet® 单道移液器, 20-200 uL
AP-250	AxyPet® 单道移液器, 50-250 uL
AP-1000	AxyPet® 单道移液器, 100-1000 uL
AP-5000	AxyPet® 单道移液器, 1-5 mL
AP-10ML	AxyPet® 单道移液器, 1-10 mL
AP-8-10	AxyPet® 八道移液器, 1-10 uL
AP-8-50	AxyPet® 八道移液器, 5-50 uL
AP-8-200	AxyPet® 八道移液器, 20-200 uL
AP-8-300	AxyPet® 八道移液器, 50-300 uL
AP-12-10	AxyPet® 十二道移液器, 1-10 uL
AP-12-50	AxyPet® 十二道移液器, 5-50 uL
AP-12-200	AxyPet® 十二道移液器, 20-200 uL
AP-12-300	AxyPet® 十二道移液器, 50-300 uL
AP-ASD	聚丙烯支架 (4支移液器, 单道/多道)
AP-CSD	旋转支架 (6支单道移液器)
AP-8-SD	8道移液器支架 (一支)
AP-12-SD	12道移液器支架 (一支)

\*完美适配市场上通用吸头

# AXYGEN Pipette

# U.S.A.

- ▶ 美国品牌, 原装进口
- ▶ 整支灭菌, 精确稳定

针对客户需求和产品的舒适性、准确性、精确性和安全性的考虑, 始终追求不断创新。



## Axygen 移液器

1981年, HTL公司建立, 移液器产品在东欧地区处于垄断地位;

1990年, HTL-MLH产品打入欧美市场;

2005年, 被Axygen/Labnet集团收购, 成为其旗下子公司;

2007年, 位居全球移液器供应商第四名;

同年, Axygen/Discovery舒适型移液器问世。

在过去的35年中, 品质、人性化、客户的需求是我们改进产品的目标和方向。

截至2008年, AXPET移液器已在全球150多个国家和地区销售了近300万套, 其舒适性、准确性、精确性和安全性, 使其越来越成为客户优化移液操作的首选, 并始终位于世界领先地位。

## AXYGEN 移液器介绍



手柄指靠  
减轻了重量  
使掌握更轻松

量程锁: 在移液过程中, 可以防止所设定的体积发生变化

改进的软弹簧系统  
每次移液只需更少的压力



数字显示屏  
具有易于读取的大号字体

抗紫外辐射  
AxyPET可以安全地经受长时间紫外线灭菌



移液按钮  
大而圆的设计  
方便拇指操作

I型管嘴推出器  
大的表面积提供了最大的接触

### II型管嘴推出器

独特的EZIject设计, 侧边操作按钮  
减少了拇指的移动  
(左手用推出器需要另外订购)

圆弧外形  
适合于各种手型的舒适把握



彩色标示环, 用于使用区域标识或使用者标识

### 整支消毒灭菌

对于敏感的实验应用, 所有的AXYPET模块可以在121°C, 0.1Mpa, 20min条件下充分灭菌, 不像许多其他“可灭菌”移液器, AXPET需要量少的检查和校准,



### 曲线弹射杆

减少了退吸头所需弹射力

高度可调的吸头推杆  
与所有品牌的吸头兼容



准确性与精确性  
如果能配套使用Axygen吸头, 准确性与精确性更高

- 具有拇指便利的软弹簧系统, 减少了移液疲劳
- 独特的EZIJECT侧面弹出按钮可选配件, 可减少拇指的移动
- 指靠减轻了重量, 使掌握更轻松
- 宽阔的人体工程学的按键, 使操作中拇指更轻松



CE标识模块



旋转歧管  
可在任何方向移液和退枪头



革命性的多道歧管

- 单插入一排吸头时, 杆轴会缩回
- 每个杆轴独立移动
- 吸头密封好, 适用于所有的吸头
- 没有侧面吸头干扰现象
- 用最小的力, 达到最稳固的密封
- 吸头可以用最小的力弹出