

高效稳定！操作简便！

# AnaeroPack<sup>®</sup> 系列 AnaeroPouch<sup>®</sup> 系列

适用于微生物培养的气体发生系统



完全厌氧培养

AnaeroPack<sup>®</sup>-Anaero  
AnaeroPouch<sup>®</sup>-Anaero

嗜 CO<sub>2</sub> 培养

AnaeroPack<sup>®</sup>-CO<sub>2</sub>

微需氧培养

AnaeroPack<sup>®</sup>-MicroAero

## 完全厌氧培养



AnaeroPack®-Anaero


AnaeroPouch®-Anaero

培养气体随时间的变化图

可产生，小于0.1%O<sub>2</sub>大于15%CO<sub>2</sub>的气体培养环境

订货号	品名	系列	规格	描述
C-1	2.5L厌氧产气袋	AnaeroPack	10只/包	适用于2.5L或7L培养容器
C-35	3.5L厌氧产气袋	AnaeroPack	10只/包	适用于7L培养罐
C-11	350ml厌氧产气袋	AnaeroPouch	10只/包	适用于350ml培养袋

## 微需氧培养




AnaeroPack®-MicroAero

培养气体随时间的变化图

可产生，小于6-12%O<sub>2</sub>和5-8%CO<sub>2</sub>的气体培养环境

订货号	品名	系列	规格	描述
C-2	2.5L微需氧产气袋	AnaeroPack	10只/包	适用于2.5L或7L培养容器

## 嗜二氧化碳培养




AnaeroPack®-CO<sub>2</sub>

培养气体随时间的变化图

可产生，大约5%CO<sub>2</sub>的气体培养环境

订货号	品名	系列	规格	描述
C-3	2.5L二氧化碳产气袋	AnaeroPack	10只/包	适用于2.5L或7L培养容器

## 氧气指示剂



Oxygen Indicator

氧气的含量可通过试剂的颜色变化进行查看

订货号	品名	规格	描述
C-22	氧气指示剂	10只/包	厌氧培养监测专用，1只/次，可重复使用4-5次

## 微生物培养容器



C-31



C-32



C-41



C-43

订货号	品名	规格	描述
C-31	2.5L培养罐	1个/盒	19.7×13.5×9.5cm，使用2.5L产气袋1只，至多可放10个φ90平皿
C-32	7.0L培养罐	1个/盒	28.0×21.3×11.2cm，使用2.5L产气袋3只或3.5L产气袋只，至多可放30个φ90平皿
C-41	350ml培养袋	10只/包	15×30cm，自带密封压槽，重复利用，使用350ml产气袋1只，可放φ90平皿2-4个
C-43	2.5L立式培养袋	10只/包	22×33cm，自带密封压槽，重复利用，使用2.5L产气袋1只，至多可放12个φ90平皿

更多厌氧产品，请垂询！

代理商