

## 德国 Retsch ( 莱驰 ) GRINDOMIX GM 200 配件



GRINDOMIX GM 200 可提供一系列不同的研磨容器和盖子、转刀等，可以使磨机适应特定应用。

出厂标准配置：①+⑤+⑨

### 1 升研磨罐

研磨罐的选择取决于要加工的产品。标准塑料容器适合大多数应用，其他容器可作为特殊应用的附件提供。

①可高压灭菌的塑料研磨罐（标准配置） 订货号：03.045.0057

这款透明防刮容器是 GRINDOMIX 标准配送的一部分，聚碳酸酯（PC）材质，用于软质和弹性、含有水、油和脂肪的产品。

②研磨罐，塑料聚丙烯（PP） 订货号：03.045.0047

该容器也适用于柔软和弹性材料以及所有水、油或脂肪含量高的样品。可在有限的程度上进行消毒和高压灭菌。

③研磨罐，玻璃硼硅酸盐 3.3 材质 订货号：03.045.0046

适用于与塑料容器相同的产品，其他优点：通过玻璃壁可以观察到切割过程；它也可以被消毒和高压灭菌。

④研磨罐，不锈钢材质 订货号：03.045.0050

适用于软、中硬和弹性材料，含有水、油和脂肪的产品，特别推荐用于加工中等硬度的产品，如糖果、麦片、坚果或饲料颗粒。它比塑料或玻璃更能抵抗较强的机械力，可以进行消毒和高压灭菌。

## 研磨罐盖子

盖子的选择取决于研磨容器和样品材料，均可蒸汽条件下高温高压灭菌（121°C 30 分钟）

⑤ 标准盖子，聚丙烯（PP），黑色 订货号：03.107.0562

GM 200 标准配置的盖子，适用于小尺寸样品的大量处理，如种子以及肉、鱼和奶酪。用这个盖子可以处理的最大量是 700ml。

⑥ 减量顶盖，聚丙烯（PP）

适用于较小量的小样品（最多 300 或 500 毫升），建议减小研磨室体积。此盖只能与标准塑料容器一起使用。

a: 将研磨空间减至 0.3 升的减量顶盖，订货号：03.107.0606

b: 将研磨空间减至 0.5 升的减量顶盖，订货号：03.107.0310

⑦+⑧ 重力盖，聚丙烯（PP），⑦ 订货号：02.107.0328、⑧ 02.107.0308

重力盖可以使研磨室体积自动适应样品量。它在研磨过程中向下移动，从而优化研磨室体积。

两种重力盖：带溢流通道⑧，不带溢流通道⑦。带溢流通道的重力盖适合含水量大的样品如马铃薯、甜椒、生菜或西红柿一起使用，样品的最大处理量可达 600ml，

## 转刀

a: 不锈钢刀⑨，不锈钢材质，标准配置中，订货号：02.446.0047

b: 带锯齿的不锈钢刀，订货号：#02.446.0057

c: 纯钛刀，研磨中无重金属污染，订货号：02.446.0048

注：以上转刀均可蒸汽条件下高温高压灭菌（121°C 30 分钟）

⑩ 刮刀，塑料材质，订货号：05.723.0001

便于从容器中回收粘性样品。

