

SENGE™ AH-200\500 破碎乳化机（均质器）

AH-200\500 破碎乳化机（均质器）是对固体、半固体样品的理化分析或微生物分析进行均质处理的专用设备，是商品检验、卫生防疫、卫生检验、食品质量监督检测和医、农、化工等科研、生产及标准检验分析部门的必备设备。钢制样品杯采用优质加厚镜面不锈钢材质，可对化妆品及坚硬的固体样品（如豆类、贝类、鸡、鸭、鱼、蔬菜、块茎类）进行破碎乳化与均质，在理化分析中样品杯外部带有冷凝容器可以盛放冰水化合物，有效降低在均质中对样品产生的热量，提高分析结果的准确性。

产品特点 Product Features

- 处理量：100~500ml，转速范围：0~20000r/min，功率 200 瓦
- 可控硅回转控制装置，自动发电式转速表，定时范围：0~5min 或连续
- 多种试样在短时间内可以连续处理
- 升降式支架，便于放样取样，刀具上端带有不锈钢样品杯盖，可防止样品飞溅
- 接触液体部分及均质杯可以进行干燥加热和高压蒸汽消毒灭菌
- 操作简单，重量轻，容易搬运
- 外部冷凝容器可以盛放冰水化合物，有效降低均质中对样品产生的热量
- 样品杯为不锈钢材质，有 200ml、500ml 两种可选



技术参数 Technical Parameter

型号	AH-200	AH-500
处理量	100~200ml	100~500ml
转速	0~20000r/min（无负载）	
定时	0~5min 或连续	
功率	200W	
样品杯容量	200ml	500ml
样品杯材质	不锈钢 316L	
外尺寸	L233*W264*H443mm	
重量	11.9kg	12.8kg



订货信息 Ordering Information

订货号 Order NO.	型号 Cat No.	描述 Description
S01593	AH-200	套装：主机，200ml 钢制样品杯 1 个，200ml 钢制刀具 1 个，200ml 冷凝容器 1 个
S01594	AH-500	套装：主机，500ml 钢制样品杯 1 个，500ml 钢制刀具 1 个，500ml 冷凝容器 1 个
S01595	V-2C	附件：200ml 钢制样品杯
S01596	V-2S	附件：200ml 钢制刀具
S01597	V-2W	附件：200ml 冷凝容器
S01598	V-5C	附件：500ml 钢制样品杯
S01599	V-5S	附件：500ml 钢制刀具
S01600	V-5W	附件：500ml 冷凝容器